

HOLOGIC

PRÉSENTATION DU

Fluent[®] Pro

Système de gestion des fluides

Conçu pour accroître l'efficacité, la confiance et les performances

UNE MEILLEURE ASPIRATION

Une aspiration jusqu'à **4 fois plus** rapide

Choisissez entre trois niveaux d'aspiration pour obtenir une aspiration jusqu'à 4 fois plus rapide*

UNE MEILLEURE VISUALISATION[†]

Alimenté par la **technologie SmartFlo[™]**

Optimisez la visualisation grâce à la technologie SmartFlo, qui offre un apprentissage adaptatif et une réponse proactive au débit

UNE MEILLEURE RÉSECTION

Jusqu'à **2,5 fois plus de tissu**

Le réglage Aspiration élevée du système Fluent Pro permet de réséquer*

- 2,5 fois plus de tissu avec le dispositif MyoSure XL
- 2 fois plus de tissu avec le dispositif MyoSure Lite
- 1,7 fois plus de tissu avec le dispositif MyoSure Reach

* Basé sur une comparaison des tests en laboratoire effectués avec le réglage d'aspiration élevé du système Fluent Pro et le réglage par défaut/non ajustable du système Fluent. DHM-16541.

† Basé sur un sondage mené auprès de 34 médecins utilisateurs lors de la mise sur le marché limitée du Fluent Pro en 2024, DHM-16542.

Améliorez vos procédures hystéroscopiques



La prochaine génération de systèmes de gestion des fluides



Fluent® Pro



Fluent®

CONSOLE

ASPIRATION

Débit d'aspiration du dispositif d'élimination des tissus*	Aspiration réglable Faible : 1,4 fois plus rapide Moyenne : 2,8 fois plus rapide Élevée : 4,1 fois plus rapide	Aspiration non réglable
Débit d'aspiration du champ sous-fessier*	Aspiration élevée : 1 159 ml/min <i>Fluent Pro se règle automatiquement sur une aspiration élevée à la fin de la procédure</i>	238 ml/min

PRESSION

Débit d'entrée maximal	1 000 ml/min	650 ml/min
Plage de réglage de la pression intra-utérine	40 à 150 mmHg	40 à 120 mmHg

DÉFICIT

Balances pour poches de liquide	Balance dédiée pour chaque crochet de poche de liquide	Balance unique pour les deux crochets de poches de liquide
Fixation et serrage de la tubulure In-FloPak	Peut être desserrée une fois le FloPak installé	Doit rester bloquée jusqu'à ce qu'elle soit prête à être amorcée

INTERFACE UTILISATEUR GAUCHE

Alerte en cas de perte importante de liquide	L'alerte apparaît lorsque le déficit augmente de 300 ml ou plus	Aucun
Poursuite de la procédure après une panne d'électricité (Reprise de la procédure)	Sans réamorçage	Uniquement après réamorçage
Pression intra-utérine	Affichage en temps réel	Aucun

JETABLE

Vitesse du moteur de sortie	Faible : 65 tr/min Moyenne : 112 tr/min Élevée : 190 tr/min	65 tr/min
Atténuation de la surpression	Tube de protection élastique contre la pression	Aucun
Boîtier FloPak	Assemblé par soudure ultrasonique	S'emboîte
Rétention FloPak	Leviers de rétention mécaniques Easy Eject™	Électroaimants

*Données issues de tests internes, DHM-16541.

Pour plus d'informations, contactez votre représentant commercial Hologic.

SS-01628-CAN-2201 Rév. 001 © 2024 Hologic, Inc. Tous droits réservés. Hologic, Fluent® Pro, MyoSure®, Fluent®, ainsi que The Science of Sure et les logos associés sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Hologic, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Ces informations sont destinées à l'ensemble du corps médical exerçant aux États-Unis et dans d'autres pays, et ne doivent pas être interprétées comme une promotion ou une sollicitation de produits lorsque de telles activités sont interdites. La documentation Hologic étant distribuée par l'intermédiaire de sites Internet, de diffusions en ligne et de salons professionnels, il n'est pas toujours possible d'en contrôler la disponibilité. Pour en savoir plus sur les produits disponibles à la vente dans un pays donné, veuillez communiquer avec votre représentant local de Hologic.