

Présentation du NOUVEL hystéroscope 3 en 1 Omni™

Porter la VISUALISATION et le TRAITEMENT
à un niveau supérieur!

3 HYSTÉROSCOPES EN 1

Très pratique pour
VISUALISER et TRAITER
la cavité à l'aide
d'un seul hystéroscope

LENTILLES BARREAUX


Visualisation de qualité
tout au long des
interventions

LONGUEUR DE TRAVAIL DE 200 mm

Accès plus facile et
traitement plus adapté
pour les patientes avec
un IMC élevé

DIAMÈTRE PLUS PETIT

Insertion plus facile
et meilleur confort
pour la patiente



À des fins diagnostiques et chirurgicales – Ensemble tout-en-UN


Endoscope de base

Chemise de diagnostic de 3,7 mm

Chemise et canal de sortie de 5,5 mm

Chemise et canal de sortie de 6 mm

Adaptateurs de source lumineuse



MyoSure®
Tissue Removal Device

COMPATIBILITÉ DE L'HYSTÉROSCOPE OMNI AVEC LES DISPOSITIFS MYOSURE	 DISPOSITIF D'EXTRACTION TISSULAIRE manuelle MYOSURE	 DISPOSITIF D'EXTRACTION TISSULAIRE MYOSURE LITE	 DISPOSITIF D'EXTRACTION TISSULAIRE MYOSURE REACH	 DISPOSITIF MYOSURE XL
Chemise de 5,5 mm	✓	✓	✓	
Chemise de 6 mm	✓	✓	✓	✓

POUR COMMANDER

Description	Référence catalogue
Ensemble standard hystéroscope Omni™	60-250-1
Plateau d'instruments hystéroscope Omni™	60-903
Jeu de joints à usage unique MyoSure – 10 par boîte	40-902

Contactez un représentant Hologic du service des ventes pour obtenir d'autres informations.

Pour des informations plus détaillées sur les bienfaits et les risques, veuillez consulter les instructions d'utilisation.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

L'hystéroscope Omni™ est utilisé pour l'observation du canal cervical et de la cavité utérine dans le but d'effectuer des procédures diagnostiques et chirurgicales. L'hystéroscope Omni est contre-indiqué en présence d'une maladie inflammatoire pelvienne aiguë ou en présence des conditions suivantes : incapacité de distension de l'utérus, sténose du col de l'utérus, infection cervicale/vaginale, saignements utérins ou menstruations, grossesse connue, carcinome invasif du col de l'utérus, perforation utérine récente, contre-indication médicale ou intolérance à l'anesthésie.

SSL-00352-CAN-FR Rév.001 ©2019 Hologic, Inc. Hologic, MyoSure, Omni, The Science of Sure et les logos associés sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Hologic, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Omni™
Hysteroscope