

HOLOGIC

Better Together™

Système MyoSure® + Fluent® Pro

We believe Better is Possible™

Hologic continue de donner la priorité à la santé des femmes grâce à des partenariats et à l'innovation de technologies pour le bloc opératoire et les centres ambulatoires. Vos solutions hystéroscopiques bénéficient désormais de notre système amélioré de gestion des fluides : **Fluent® Pro avec la technologie SmartFlo™**.

Ensemble, rendons l'excellence possible.

Le système Fluent Pro a été conçu pour optimiser vos procédures d'hystéroscopie MyoSure en augmentant l'efficacité, la confiance et la performance avec une **meilleure aspiration, visualisation et résection**.



Compatible avec les
hystéroscopes Omni®

Hystéroscopie et gestion des fluides : Système MyoSure® + Fluent® Pro




UNE MEILLEURE ASPIRATION

Une aspiration jusqu'à 4 fois plus rapide*

L'aspiration est 4 fois plus rapide grâce au réglage Aspiration élevée du système Fluent Pro.*

Choisissez entre trois niveaux d'aspiration différents pour la résection de pathologies simples à complexes et bénéficiez d'un drainage plus rapide du champ sous-fessier, ce qui réduit le temps nécessaire pour finaliser la procédure.




UNE MEILLEURE VISUALISATION*

Alimenté par la technologie SmartFlo

Optimisez la visualisation grâce à la technologie SmartFlo, qui offre un apprentissage adaptatif et une réponse proactive au débit.

Cette technologie innovante recueille les données sur les débits d'entrée et les ajuste de manière proactive pour maintenir une pression constante pendant chaque procédure.



UNE MEILLEURE RÉSECTION

Jusqu'à 2,5 fois plus de tissus

Reséquez 2,5 fois plus de tissu avec le dispositif MyoSure XL, 2 fois plus avec le dispositif MyoSure Lite et 1,7 fois plus avec le dispositif MyoSure Reach en utilisant le réglage Aspiration élevée.*

Le système Fluent Pro met en œuvre une diminution du point de consigne de la pression de 10 mmHg pendant la coupe. En association avec des niveaux d'aspiration réglables, cela permet d'aspirer plus de tissu dans la fenêtre de coupe.

Better Together

Découvrez la puissance du système
MyoSure + Fluent Pro

*Basé sur une comparaison des tests en laboratoire effectués avec le réglage Aspiration élevée du système Fluent Pro et le réglage par défaut/non ajustable du système Fluent, DHM-16541.

*Basé sur un sondage mené auprès de 34 médecins utilisateurs lors de la mise sur le marché limitée du Fluent Pro en 2024, DHM-16542.

Renseignements pour les commandes		
Description du produit	Numéro de produit	Quantité
ÉLIMINATION DES TISSUS		
Dispositif d'élimination des tissus MyoSure Lite	30-403LITE	Paquet de 3
Dispositif d'élimination des tissus MyoSure Reach	10-403FC	Paquet de 3
Système d'élimination des tissus MyoSure XL	50-603XL	Paquet de 3
GESTION DES FLUIDES		
Système de gestion des fluides Fluent Pro	FLT-200	1 système
Ensembles jetables Fluent Pro	FLT-212	Paquet de 6

Pour plus d'informations, contactez votre représentant commercial Hologic.

SS-01636-CAN-2201 Rév. 001 © 2024 Hologic, Inc. Tous droits réservés. Hologic, MyoSure®, Fluent® Pro, Omni®, ainsi que The Science of Sure et les logos associés sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Hologic, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Ces informations sont destinées à l'ensemble du corps médical exerçant aux États-Unis et dans d'autres pays, et ne doivent pas être interprétées comme une promotion ou une sollicitation de produits lorsque de telles activités sont interdites. La documentation Hologic étant distribuée par l'intermédiaire de sites Internet, de diffusions en ligne et de salons professionnels, il n'est pas toujours possible d'en contrôler la disponibilité. Pour en savoir plus sur les produits disponibles à la vente dans un pays donné, veuillez communiquer avec votre représentant local de Hologic.