

Un analyseur de test fFN sur place peut aider à obtenir de meilleurs résultats financiers et avantages relatifs aux soins des patientes

Un analyseur de test fFN sur place permet à votre laboratoire...

- ✓ D'économiser sur les frais de messagerie
- ✓ De consacrer moins de temps à la logistique liée au transport d'échantillons
- ✓ D'éviter les majorations potentielles ou les frais cachés des laboratoires externes
- ✓ D'offrir des délais d'exécution plus rapides, avec des résultats en moins d'une heure¹



Analyseur Rapid fFN TLi[®] 1...

- ✓ Temps d'opération minimal (< 60 secondes par test)
- ✓ Résultat du test imprimé aux fins de documentation
- ✓ Empreinte minimale (~17,8 cm x 20,3 cm [7 po x 8 po])
- ✓ Contrôle de la qualité simple

Instrumentation ne nécessitant aucune intervention ultérieure

La durée totale de manipulation par l'opérateur est inférieure à 60 secondes par test.¹




Effectuez le contrôle de la qualité du dispositif TLi[®] QCette^{MD} une fois par jour.




Saisissez les renseignements de la patiente



Répartissez l'échantillon dans la cassette Rapid fFN^{MD}



Appuyez sur Entrée et attendez.



Les résultats sont prêts en moins de 30 minutes

56 % de réduction
des hospitalisations³



Les tests fFN peuvent aider à réduire les coûts inutiles liés aux admissions et aux transferts

Les établissements qui utilisent un protocole normalisé pour le travail prématuré, y compris des tests fFN à l'hôpital, ont réalisé une réduction importante des admissions et des transferts inutiles, ainsi que de meilleurs résultats pour les patientes.^{2,3}

Les tests de dépistage fFN peuvent aider à **exclure ~80 % des patientes** ayant des symptômes de travail prématuré.⁴



~ 80% des patientes
obtiennent un résultat négatif



~ 20% des patientes
obtiennent un résultat positif

Site Web :
fFNTTest.com/HCP/OrderMaterials

Courriel :
Canada2@Hologic.com

Téléphone :
1 877 209-7192

Avantages d'un résultat négatif

Un résultat négatif au test fFN signifie qu'il y a **< 1 % de probabilités que la patiente accouche dans les 14 prochains jours.**

Aide à éviter les situations inutiles :

- Admissions
- Transferts
- Interventions

Avantages d'un résultat positif

Un résultat positif peut aider le médecin à décider si une patiente et son bébé pourraient bénéficier d'interventions comme :

- Stéroïdes prénataux
- Sulfate de magnésium
- Admission ou transfert

Références : 1. Hologic, Inc. Data on File. 2. Iyer S, McElrath T, Jarolim P, et coll. The association of fFN testing on hospital admissions for preterm labor. Open J Obstet Gyn. 2013;3(1):126-129. doi:10.4236/ojog.2013.31024. 3. Rose CH, McWeeney DT, Brost BC, et coll. Cost-effective standardization of preterm labor evaluation. Am J Obstet Gynecol 2010;203:250.e1-5. doi.org/10.1016/j.ajog.2010.06.037 4. Rapid fFN for the TL10 System [encart pour emballage]. AW-04196-001, Rev. 004, Sunnyvale, CA: Hologic, Inc.; 2017.

MISC-05764-CAN-FR Rév. 002 ©2022 Hologic, Inc. Tous droits réservés. Hologic, Rapid fFN, TL10 et les logos associés sont des marques de commerce et/ou des marques de commerce déposées d'Hologic, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis ou dans d'autres pays. Cette information est destinée aux professionnels de la santé et ne doit pas avoir comme but de servir de sollicitation ou de promotion de produits lorsque de telles activités sont interdites. Puisque les documents Hologic sont distribués par l'intermédiaire de sites Web, de diffusions électroniques et de salons professionnels, il n'est pas toujours possible de contrôler les circonstances lors desquelles sont partagés de tels documents. Pour des informations spécifiques sur les produits disponibles à la vente dans un pays particulier, veuillez contacter votre représentant d'Hologic local ou écrire à **Canada2@Hologic.com**.

RapidfFN
for the TL10® System