

Omni®
30°Hysteroscope

L'hystéroscope Omni
demeure le leader du
marché¹, et devient
encore plus
polyvalent.



**PRÉCIS.
PERSONNALISÉ.
COMPLET.**

DOUBLEZ VOS CAPACITÉS DE RÉPONDRE AUX BESOINS DE VOS PATIENTES

PRÉCIS.

La précision du système optique à lentille barreau **haute définition** permet une expérience optimale de visualisation et de traitement.

PERSONNALISÉ.

Les trois chemises interchangeables comprenant une longueur 200 mm de l'hystéroscope 0 et 30 degrés permet la transition d'une procédure diagnostique à une résection de tissus optimisée.

COMPLET.

L'ensemble d'hystéroscopie le plus polyvalent du marché pour la résection des tissus. Compatible avec un large éventail d'accessoires, dont le sceau cervical Omni Lok.

Visitez le site **Hologic.com** ou communiquez avec votre représentant des ventes pour obtenir de plus amples informations au sujet de nos produits.



RÉFÉRENCES

1 Données ERCI sur les parts de marché, données consultées le 9 janvier 2020.

SS-00992-CAN-FR RÉV.001 (C) 2021 Hologic, Inc. Tous droits réservés. Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis. Les informations fournies sont destinées à l'ensemble du corps médical exerçant aux États-Unis et dans d'autres pays, et ne doivent pas être interprétées comme une promotion ou une sollicitation de produits lorsque de telles activités sont interdites. Hologic, MyoSure, Omni, The Science of Sure et les logos associés sont des marques commerciales ou des marques déposées de Hologic, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

INFORMATION DE COMMANDE

Caractéristiques techniques de l'hystéroscope :
diamètre extérieur de 3,7 mm, 5,5 mm et 6 mm,
longueur de travail de 200 mm

HYSTÉROSCOPE OMNI 30°

NUMÉRO DE PRODUIT	DESCRIPTION DE L'ARTICLE
60-200-30	Base d'hystéroscope Omni 30°
60-201-30	Gaine de diagnostic Omni 30° (3,7 mm)
60-202-30	Gaine opératoire Omni 30° (5,5 mm)
60-203-30	Gaine opératoire Omni 30° (6 mm)
40-201-30	Canal d'évacuation pour hystéroscope à lentilles cylindriques Omni 30°
50-201XL-30	Canal d'évacuation pour hystéroscope à lentilles cylindriques Omni 30° XL

HYSTÉROSCOPE OMNI 0°

NUMÉRO DE PRODUIT	DESCRIPTION DE L'ARTICLE
60-200	Base d'hystéroscope Omni
60-201	Gaine de diagnostic Omni (3,7 mm)
60-202	Gaine opératoire Omni (5,5 mm)
60-203	Gaine opératoire Omni (6 mm)
40-201	Canal d'évacuation pour hystéroscope à lentilles cylindriques Myosure
50-201XL	Canal d'évacuation pour hystéroscope à lentilles cylindriques Myosure XL
60-250-1	Ensemble standard hystéroscope Omni
60-250-2	Ensemble de lampes pour hystéroscope Omni

ACCESSOIRES ET PIÈCES DE RECHANGE

NUMÉRO DE PRODUIT	DESCRIPTION DE L'ARTICLE
60-903	Plateau pour hystéroscope Omni
40-902	Sceaux pour hystéroscope
60-911	Pièces de rechange pour hystéroscope Omni
OLK-100	Sceau cervical Omni Lok
40-911	Pièces de rechange pour hystéroscope MyoSure
ASY-04996	Adaptateurs de lampes pour hystéroscope
40-905	Agent de polissage pour hystéroscope