

Optimisez vos solutions hystéroscopiques

Améliorez vos procédures de résection de tissus grâce à une gamme de dispositifs compatibles qui fonctionnent ensemble pour accroître l'efficacité, la confiance et les performances au sein de votre bloc opératoire et de votre centre ambulatoire.

RÉSECTION

Gamme de dispositifs d'élimination des tissus **MyoSure®**

Ciblez et retirez les tissus utérins, y compris les fibromes, les polypes et les produits de conception retenus (PCR), tout en réalisant des biopsies endométriales grâce à la gamme de dispositifs d'élimination des tissus MyoSure.


- Apportez efficacité et uniformité à vos procédures* et réalisez potentiellement des économies en choisissant le dispositif approprié pour chaque intervention intra-utérine.
- Améliorez la quantité et la qualité des échantillons de tissus prélevés^{1,2}

VISUALISATION

Hystérosopes **Omni®**

Personnalisez votre approche pour voir et traiter la pathologie de chaque patiente avec la commodité d'un seul ensemble d'hystérosopes Omni.

- Ensemble d'hystérosopes 3 en 1 avec des gaines interchangeables, qui élimine la nécessité d'ouvrir ou de stocker plusieurs ensembles
- Offre des capacités diagnostiques (3,7 mm) et opératoires (5,5 mm, 6,0 mm), avec une longueur de travail de 200 mm, disponible avec des champs de vision de 0 et 30 degrés



	MyoSure Lite	MyoSure Reach	MyoSure XL
Caractéristiques	Facilite le prélèvement de tissus grâce à la biopsie visuelle ³	Permet la résection de zones difficiles d'accès, notamment dans le tiers supérieur de la cavité utérine ³	Conçu pour un meilleur contact avec les tissus et une résection plus efficace grâce à la plus grande fenêtre de coupe d'une lame hystéroscopique ³
Procédures	• Biopsie endométriale ciblée • Polypectomie ≤ 3 cm	• Polypectomie (toutes tailles) • Myomectomie ≤ 3 cm • Adhésiolyse • Ablation de la cloison utérine • Produits de conception retenus (PCR)	• Polypectomie (toutes tailles) • Myomectomie ≤ 5 cm • Adhésiolyse • Ablation de la cloison utérine • PCR
Pathologie	BIOPSIE DIRIGÉE POLYPES ≤ 1 cm POLYPES ≤ 3 cm	POLYPES > 3 cm FIBROMES ≤ 3 cm	FIBROMES ≤ 5 cm
Compatibilité des gaines opératoires de l'hystéroscope Omni			
Omni 5,5 mm	✓	✓	
Omni 6 mm	✓	✓	✓

ASPIRATION

Système de gestion des fluides **Fluent® Pro**

Le système de gestion des fluides Fluent Pro permet d'améliorer l'efficacité et la performance des procédures grâce à une intégration sans faille à toute procédure hystéroscopique.

Amélioration de l'expérience utilisateur

- Une configuration guidée et des écrans d'aide intégrés sont disponibles à chaque étape de la procédure
- Trois niveaux d'aspiration réglables : faible, moyenne, élevée
- Les pressions intra-utérines de consigne et en temps réel peuvent être surveillées simultanément
- Le déficit final, le volume d'entrée de liquide et le temps de coupe s'affichent sur l'écran récapitulatif après la procédure et sont accessibles depuis l'écran de démarrage de la dernière procédure

Console simplifiée

- Les leviers de rétention Easy Eject™ maintiennent les produits jetables en place pendant l'utilisation et permettent de les retirer facilement après utilisation
- La conception de l'attache et du panier du collecteur de tissus facilite le processus lors du retrait ou du remplacement de la poche à tissus, empêchant le refoulement de liquides
- Le sac à déchets protégé est conçu pour éviter les interactions involontaires et minimiser les interruptions pendant les interventions

Renseignements pour les commandes		
Description du produit	Numéro de produit	Quantité
HYSTÉROSCOPES OMNI		
Ensemble standard pour hystéroscope Omni	60-250-1	1 ensemble
Ensemble d'éclairage pour hystéroscope Omni	60-250-2	1 ensemble
Ensemble standard pour hystéroscope Omni 30°	60-250-30-1	1 ensemble
Ensemble d'éclairage pour hystéroscope Omni 30°	60-250-30-2	1 ensemble
Plateau Omni	60-903-1	1 plateau
GAMME DE DISPOSITIFS D'ÉLIMINATION DES TISSUS MYOSURE		
Dispositif d'élimination des tissus MyoSure Lite	30-403LITE	Paquet de 3
Dispositif d'élimination des tissus MyoSure Reach	10-403FC	Paquet de 3
Dispositif d'élimination des tissus MyoSure XL	50-603XL	Paquet de 3
GESTION DES FLUIDES FLUENT PRO		
Système de gestion des fluides Fluent Pro	FLT-200	1 système
Paquets jetables Fluent Pro	FLT-212	Paquet de 6

Références

*Par rapport aux procédures d'échantillonnage en aveugle.

1. Rosenblatt P, Barcia S, DiSciallo A, Warda H. Improved adequacy of endometrial tissue sampled from postmenopausal women using the MyoSure Lite hysteroscopic tissue removal system versus conventional curettage. Int J Womens Health. 2017 Oct 27;9:789-794. doi: 10.2147/IJWH.S147338. PMID: 29138602; PMCID: PMC5667638.
2. Franchini M, Zolfanelli F, Gallorini M, Giarrè G, Fimiani R, Florio P. Hysteroscopic polypectomy in an office setting: specimen quality assessment for histopathological evaluation. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2015 Jun;189:64-7. doi: 10.1016/j.ejogrb.2015.03.011. Epub 2015 Mar 12. PMID: 25879991.
3. Mode d'emploi du système d'élimination des tissus. <https://www.hologic.com/package-inserts/gyn-surgical-products/myosure-tissue-removal-system-ifu-0>.

Informations de sécurité importantes

Le système MyoSure® de résection de tissus sous hystérocopie est destiné aux interventions intra-utérines hystéroscopiques réalisées par des gynécologues formés pour réséquer et prélever des tissus, notamment les myomes sous-muqueux, les polypes endométriaux et les produits de conception retenus. Il n'est pas approprié pour une utilisation chez les patientes qui sont ou qui peuvent être enceintes, ou qui présentent une infection pelvienne, une tumeur maligne du col de l'utérus ou un cancer de l'utérus précédemment diagnostiqué. Pour plus de détails sur les risques et les avantages du système d'élimination des tissus MyoSure, du système de gestion des fluides Fluent et de l'hystéroscope Omni, veuillez consulter les notices d'utilisation correspondantes.

Pour plus d'informations, contactez votre représentant commercial Hologic.

SS-01639-CAN-2201 Rév. 001 © 2024 Hologic, Inc. Tous droits réservés. Hologic, MyoSure®, Omni®, Fluent® Pro, ainsi que The Science of Sure et les logos associés sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Hologic, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Ces informations sont destinées à l'ensemble du corps médical exerçant aux États-Unis et dans d'autres pays, et ne doivent pas être interprétées comme une promotion ou une sollicitation de produits lorsque de telles activités sont interdites. La documentation Hologic étant distribuée par l'intermédiaire de sites Internet, de diffusions en ligne et de salons professionnels, il n'est pas toujours possible d'en contrôler la disponibilité. Pour en savoir plus sur les produits disponibles à la vente dans un pays donné, veuillez communiquer avec votre représentant local de Hologic.

