


Les tests respiratoires Panther Fusion®

Une approche modulaire et entièrement automatisée des tests respiratoires syndromiques.¹

Tests respiratoires syndromiques. Résultats spécifiques aux patients.

Le menu de tests à la demande sur le Panther Fusion® permet une différenciation, au delà du SRAS-CoV-2, entre les pathogènes responsables des symptômes qui se chevauchent durant la saison des infections respiratoires.



Effectuez un à plusieurs tests à partir du même échantillon de patient pour détecter les pathogènes respiratoires les plus courants.

Les tests respiratoires Panther Fusion®.

Le bon patient. Le bon test. Le bon moment.



Traitez 335 tests Panther Fusion ou combinez les tests Panther Fusion et Aptima® pour obtenir jusqu'à 500 tests en 8 heures.¹



Choisissez parmi les virus respiratoires les plus courants.



Contrôlez les coûts en n'effectuant que les tests nécessaires.



Fournir une couverture complète des analytes cibles.



Fournir des résultats complets en matière de réactivité et de spécificité.



Personnalisez les tests des patients à partir d'un seul échantillon.



Obtenez une stabilité à bord de 60 jours avec des réactifs prêts à l'emploi en dose unitaire.¹



Réduisez au minimum l'interaction avec l'utilisateur et les retours au système grâce aux réactifs en vrac.

Préparez-vous pour la saison de la grippe avec les tests respiratoires Panther Fusion® : Une approche modulaire et entièrement automatisée des tests respiratoires syndromiques.

Augmenter l'efficacité. Réduire les coûts.

Un diagnostic précis et rapide de la cause des infections des voies respiratoires présente un certain nombre d'avantages pour les patients et leurs communautés, notamment :

- Contribue à réduire le potentiel de développement de la résistance antimicrobienne due aux antibiotiques.²
- Fournit des informations précieuses aux autorités de santé publique concernant les virus qui circulent dans la communauté.⁴
- Améliore les soins aux patients et contribue à réduire les coûts.³
- Aide le personnel chargé du contrôle et de la prévention des infections à prendre les mesures appropriées pour minimiser la propagation nosocomiale.⁵

Des performances éprouvées et une conception complète auxquelles vous pouvez faire confiance.

PANTHER FUSION® SARS-CoV-2/Flu A/B/RSV
Assay

PANTHER FUSION® Flu A/B/RSV
Assay

PANTHER FUSION® AdV/hMPV/RV
Assay

PANTHER FUSION® Paraf flu
Assay

Sensibilité et spécificité élevées

	Sensibilité	Spécificité
SARS-CoV-2⁶	98.1%	98.5%
Influenza A⁶	100%	99.6%
Influenza B⁶	98.1%	99.6%
RSV	98.1%	100%
Influenza A⁷	98,8 %	99,0 %
Influenza B⁷	100 %	99,8 %
VRS	99,3 %	99,0 %
Adénovirus⁸	98,3 %	97,0 %
hMPV⁸	100 %	94,6 %
RV⁸	90,1 %	95,4 %
Parainfluenza 1⁹	100 %	100 %
Parainfluenza 2⁹	100 %	100 %
Parainfluenza 3⁹	100 %	99,6 %
Parainfluenza 4⁹	98,1 %	100 %

Collecte d'échantillons vérifiés*

- ✓ Système de transport viral universel BD
- ✓ Support de transport universel COPAN
- ✓ Formulations Remel MicroTest M4, M4RT, M5 ou M6

**SUR LE
PANTHER
FUSION®**



* Les produits de prélèvement d'échantillons vérifiés proviennent respectivement des fabricants légaux, BD, COPAN et REMEL. Hologic n'assume aucune responsabilité quant aux caractéristiques de performance de ces produits. Pour plus d'information, contactez les fabricants respectifs.

Références : 1. Manuel d'opérateur Panther / Panther Fusion AW-26055-901 Rev. 001, San Diego, CA Hologic, Inc. ;2022. 2. Pinsky BA, Hayden RT. Cost-Effective Respiratory Virus Testing. J Clin Microbiol. 2019 Aug 26;57(9):e00373-19. doi: 10.1128/JCM.00373-19. PMID: 31142607; PMCID: PMC6711893. [page 7] 3. Pinsky BA, Hayden RT. Cost-Effective Respiratory Virus Testing. J Clin Microbiol. 2019 Aug 26;57(9):e00373-19. doi: 10.1128/JCM.00373-19. PMID: 31142607; PMCID: PMC6711893. [page 7] 4. WHO-2019-nCoV-Surveillance-Guidance-2022.1-eng.pdf [page 7] https://apps.who.int/iris/handle/10665/351761 Accessed November 2024. 5. Lim RHF, Htun HL, Li AL, Guo H, Kyaw WM, Hein AA, Ang B, Chow A. Fending off Delta - Hospital measures to reduce nosocomial transmission of COVID-19. Int J Infect Dis. 2022 Apr;117:139-145. doi: 10.1016/j.ijid.2022.01.069. Epub 2022 Feb 4. PMID: 35124240; PMCID: PMC8813202. 6. Panther Fusion SARS-CoV-2/Flu A/B/RSV test [encart de produit]. AW- 29835 -2201. Rev 001. San Diego, CA: Hologic, Inc.; 2022. 7. Panther Fusion Flu A/B/RSV test [encart de produit]. AW-23081-2201. Rev 001. San Diego, CA: Hologic, Inc.; 2022. 8. Panther Fusion AdV/hMPV/RV test [encart de produit]. AW-23710-901. Rev 001. San Diego, CA: Hologic, Inc.; 2022. 9. Panther Fusion Paraf flu test [encart de produit]. AW-23708-901. Rev 001. San Diego, CA: Hologic, Inc.; 2022.

Solutions de diagnostics | Hologic.com | canada2@hologic.com

SS-00682-CAN-2201 Rév. 001 © 2024 Hologic, Inc. Tous droits réservés. Hologic, Aptima, Panther Fusion et les logos associés sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Hologic, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques, marques déposées et noms de produits sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Ces informations sont destinées aux professionnels de la santé et ne constituent pas une promotion ou une sollicitation d'achat des produits dans les pays où ces activités sont interdites. La documentation Hologic est distribuée par l'intermédiaire de sites Web, de systèmes de diffusion électronique et de salons commerciaux; aussi, il n'est pas toujours possible de contrôler la source d'apparition. Pour obtenir des informations précises sur la liste des produits disponibles à la vente dans un pays en particulier, veuillez communiquer avec votre représentant local Hologic ou écrire à info-canada@hologic.com.